


**PHILIPS**

Lumea

BRI959, BRI956,  
BRI954, BRI953,  
BRI950





BRI950 (2a, 2b)  
 BRI954, BRI953 (2a, 2b, 2e)  
 BRI959, BRI956 (2a, 2b, 2c, 2d)


## Skin tone table/Tableau de teint de peau/

جدول درجة لون البشرة/جدول رنگ پوست



## hair color table/Tableau de couleur de cheveux/

جدول لون الشعر/جدول رنگ مو



## المحتويات

60	مرحبًا
60	نظرة عامة على الجهاز
61	من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال
61	الشروط العامة
61	الأدوية/التاريخ الطبي
62	الأمراض / الاضطرابات
62	حالة الجلد
63	الأماكن/المناطق
63	هام
63	خطر
63	تحذير
64	لمنع التلف
65	تحذير
66	المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)
66	كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)
67	ألوان شعر الجسم المناسبة
67	جدول المعالجة الموصى بها
67	المرحلة المبدئية
67	مرحلة اللمسات الأخيرة
68	وقت المعالجة لكل منطقة
69	ماذا تتوقع
69	بعد مرحلة المعالجة المبدئية
69	خلال مرحلة معالجة اللمسات الأخيرة
69	استخدام لوميا بريستيج قبل عملية الاسمرار وبعدها
69	الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي
69	الاسمرار باستخدام الكريمات
70	قبل استخدام لوميا بريستيج
70	المعالجة السابقة للبشرة
70	اختبار البشرة
71	استخدام لوميا بريستيج
71	جهاز استشعار درجة لون البشرة
71	الملحقات
71	ملحق الجسم
71	ملحق الوجه
72	تحديد كثافة الضوء المناسبة
74	استعمال الجهاز
75	نمطان للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض
75	بعد الاستخدام
75	التفاعلات الجلدية الشائعة
76	الآثار الجانبية النادرة
76	العناية بعد المعالجة
76	الشحن
77	التنظيف والتخزين
77	الضمان والدعم
77	إعادة التدوير
78	المواصفات الفنية
79	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## مرحبًا

مرحبًا بك في عالم الجمال مع Lumea! أنتِ على موعد مع التمتع ببشرة ناعمة كالحرير بعد بضعة أسابيع فقط. يستخدم جهاز Philips Lumea تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) وهي التقنية المعروفة بأنها إحدى الطرق الأكثر فعالية لمنع تكرار نمو الشعر من جديد. وبالتعاون الوثيق مع خبراء البشرة، قمنا بتكييف هذه التقنية التي تعتمد على الضوء، والمستخدمة في الأساس في صالونات التجميل الاحترافية، من أجل الاستخدام السهل والفعال بأمان في منزلك. يتميز Lumea Philips بأنه رفيق على البشرة ويقدم المعالجة المناسبة والفعالة عند استخدام كثافة الضوء المناسبة لك. قولي وداعًا للشعر الزائد. واستمتعي بإحساس النعومة مع بشرة خالية من الشعر ومظهر وملبس رائعين كل يوم.

للاستفادة الكاملة من الدعم الذي توفره Philips، سجّلي المنتج الخاص بك على [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة [www.philips.com/lumea](http://www.philips.com/lumea) للحصول على نصيحة الخبراء، ومقاطع فيديو تعليمية، والأسئلة الشائعة، ومعرفة طريقة التمتع بأكبر استفادة من جهاز Lumea الخاص بك.



ملاحظة: احتفظي بهذه الإرشادات مع المنتج طوال الوقت.


## نظرة عامة على الجهاز

- ١ نافذة خروج الضوء مع مرشح الأشعة فوق البنفسجية المدمج
- ٢ الملحقات
  - a ملحق الجسم
  - b ملحق الوجه
  - c ملحق البيكيني (BRI٩٥٦, BRI٩٥٩)
  - d ملحق الإبط (BRI٩٥٦, BRI٩٥٩)
  - e ملحق الدقة (BRI٩٥٣, BRI٩٥٤)
- ٣ جهاز استشعار درجة لون البشرة
- ٤ نظام السلامة المدمج
- ٥ العاكس بداخل الملحق
- ٦ تلامس إلكتروني
- ٧ فتحات للتلامس الإلكتروني
- ٨ زر الوميض
- ٩ زر التشغيل/الإيقاف
- ١٠ زر التأكيد
- ١١ أزرار التبديل
- ١٢ مؤشرات مصابيح الكثافة
- ١٣ زر نصيحة الإعداد
- ١٤ مؤشر الاستعداد للوميض
- ١٥ فتحات التهوية
- ١٦ مأخذ توصيل الجهاز
- ١٧ المهايئ
- ١٨ مأخذ صغير
- ١٩ حقيبة فاخرة (غير معروض)
- ٢٠ قماش التنظيف (غير معروض)

## من الذي يجب عليه تجنب استخدام لوميا؟ موانع الاستعمال

### الشروط العامة

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كانت بشرتكِ من نوع VI (تتعرض قليلاً أو لا تتعرض لحروق الشمس، الاسمرار الداكن جداً). في هذه الحالة، تزداد خطورة إصابتكِ بتفاعلات جلدية، مثل فرط التصبغ ونقص التصبغ، الاحمرار الشديد أو الحروق.



ملاحظة: للتحقق من أن لديكِ نوع بشرته مسموح به، ارجعي إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه ٢ في المطوية.

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة حيث لم يتم اختبار الجهاز على الحوامل أو المرضعات.
- تجنبى استخدام الجهاز إذا كنتِ تستخدمين أية أجهزة مزروعة نشطة مثل جهاز تنظيم ضربات القلب أو المنبهات العصبية أو مضخة الأنسولين أو خلافه.

### الأدوية/التاريخ الطبي

- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كنتِ تتناولين أيًا من الأدوية الواردة أدناه:
- إذا كان يجري معالجة بشرتكِ أو تمت معالجتها حديثاً على مدار الأسابيع السابقة باستخدام أحماض الألفا هيدروكسي (AHAs)، وأحماض البيتا هيدروكسي (BHAs)، والأيزوتريتينون الموضعي، وحمض الأزيليك.
- إذا كنتِ قد تناولتِ أيًا من أشكال الأكتين أيزوتريتينون أو الرواكين أيزوتريتينون خلال الأشهر الست الأخيرة. إن هذا المعالجة تجعل بشرتكِ أكثر عرضة للإصابة بالتمزق والجروح والحساسية.
- إذا كنتِ تتناولين مواد أو أدوية لحساسية الضوء، فقومي بفحص النشرة المرفقة مع الدواء ولا تستخدمى الجهاز مطلقاً إذا كانت النشرة تنص على أن الدواء يمكن أن يسبب تفاعلات تحسس ضوئي أو تفاعلات تسمم ضوئي أو إذا كان يجب عليكِ تجنب التعرض للشمس خلال تناولكِ لهذا الدواء.
- إذا كنتِ تتناولين أدوية لمنع تخثر الدم، بما في ذلك استخدام الأسبرين بكثرة، على نحو لا يتيح بفترة توقف تناول الدواء بأسبوع على الأقل قبل كل معالجة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:
- إذا خضعتِ لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنتِ تتناولين مسكنات الألم التي تقلل من حساسية البشرة للحرارة.
- إذا كنتِ تتناولين أدوية كابطة للمناعة.
- إذا خضعتِ لعلاج إشعاعي أو كيميائي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
- إذا كنتِ قد خضعتِ لجراحة في المناطق المراد معالجتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

## الأمراض / الاضطرابات

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت مصابة بداء السكري أو أي من الأمراض الجهازية أو الأيضية الأخرى.
- إذا كنت مصابة بمرض احتقان القلب.
- إذا كنت مصابة بمرض مرتبط بالحساسية تجاه الضوء، مثل الطفح الضوئي متعدد الأشكال (PMLE) أو الشرى الشمسي أو البرفيرية أو خلافه.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب كولاجيني، بما في ذلك تاريخ بتكون ندبة الجُدرة أو تاريخ بضعف التئام الجروح.
- إذا كنت مصابة بالصرع مع حساسية للضوء الوامض.
- إذا كان جسمك حساساً للضوء أو يظهر به الطفح الجلدي بسهولة أو يعاني من التفاعل التحسسي.
- إذا كنت تعاني من مرض جلدي مثل سرطان الجلد النشط، أو لديك تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الجلد أو أي سرطان موضعي آخر في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة باضطراب وعائي، مثل الإصابة بالدوالي أو توسع وعائي في المناطق المراد معالجتها.
- إذا كنت مصابة بأي من اضطرابات النزف.
- إذا كان لديك تاريخ للإصابة بمرض كابيت المناعة (بما في ذلك الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز).

## حالة الجلد

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً:

- إذا كنت تعاني من التهابات، أو إكزيما، أو حروق، أو التهاب مسام الشعر، أو تمزقات مفتوحة، أو خدوش، أو هريس بسيط (قروح باردة)، أو جروح، أو تمزقات وتورم دموي في المناطق المراد معالجتها.
- لا تستخدمى الجهاز أبداً على البشرة المتهيجة (الحمراء أو المجروحة) أو المسفوعة من الشمس أو التي تعرضت للاسمرار الصناعي.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: أعلى الشامات، النمش، الأوردة الكبيرة، المناطق المصطبغة الداكنة، الندبات، عيوب البشرة وذلك دون استشارة الطبيب. قد ينتج عن ذلك حدوث حروق أو تغير في لون البشرة، الأمر الذي يجعل تشخيص الأمراض المرتبطة بالبشرة أكثر صعوبة.
- لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: على البنور، الوشم أو المكياج الثابت.

## الأماكن/المناطق

لا تستخدمى الجهاز مطلقاً على المناطق التالية:



- حول العينين وجوار الحاجبين أو فوقهما.
- على الشفتين، والحلمة أو الهالة المحيطة بها، والشفرين الصغيرين، والمهبل، والدبر، وبداخل فتحتي الأنف والأذنين.
- يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.
- في المناطق التي تضع عليها مزيلات الروائح التي تستمر لفترة طويلة. قد ينتج عن ذلك تفاعلات بالبشرة.
- فوق أو بالقرب من أي شيء صناعي مثل حشوات السليكون المزروعة، أو منافذ الحقن تحت الجلد (موزع الأنسولين) أو الثقوب.

ملاحظة: هذه القائمة ليست شاملة. إذا لم تكونين متأكدة من إمكانية استخدامك للجهاز، ننصحك باستشارة طبيب.

## هام

### خطر



- احتفظي بالجهاز والمهائى جافين.
- إذا تعرض الجهاز للكسر، فلا تلمسي أي جزء داخلي منه لتجنب التعرض لصدمة كهربائية.
- إن الماء والكهرباء يشكلان خطراً معاً. ولذا، تجنبي استخدام هذا الجهاز في بيئات رطبة (على سبيل المثال، بالقرب من حوض استحمام ممتلئ أو دش جارٍ أو حمام سباحة ممتلئ).

## تحذير

- هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام بواسطة الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ما لم يكونوا قد خضعوا للمراقبة أو حصلوا على الإرشادات الخاصة باستخدام الجهاز وذلك بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم.



- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يلعبون بالجهاز.
- هذا الجهاز غير مصمم للأطفال تحت ١٥ عامًا. يمكن للمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين ١٥ و ١٨ عامًا استخدام الجهاز وذلك بموافقة و/أو مساعدة آبائهم أو الأشخاص المسؤولين عنهم. يمكن للبالغين في سن ١٨ عامًا استخدام الجهاز بحرية.
- افحص دائمًا الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز أو المهائئ في حالة تعرضهما للتلف. استبدل دائمًا الجزء التالف بنوع أصلي
- لا تستخدم الجهاز إذا كان مرشح الأشعة فوق البنفسجية بملحق و/أو نافذة خروج الضوء معطلاً.
- لا تعدلي أي جزء في المهائئ أو السلك ولا تقطعيه حيث يتسبب ذلك في حالة خطيرة.
- لا تستخدم أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها. فقد يسبب هذا حروقًا بالبشرة.
- إذا كانت لديك بشرة داكنة اللون، فكوني حذرة عند معالجة منطقة داكنة بدرجة أكبر مباشرة بعد معالجة منطقة أفتح. فقد لا يمكن لجهاز استئصال لون البشرة أن يمنع المعالجة على منطقة الجسم الداكنة بدرجة أكبر مباشرة.
- يمكن لإزالة الشعر بالليزر أو مصادر إرسال الضوء النبضي المكثف أن تسبب زيادة في نمو الشعر لدى بعض النساء. بناءً على البيانات المتاحة حاليًا، فإن الفئات الأكثر عرضة لخطر التعرض لهذه الاستجابة هن الإناث من أصل متوسطي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي اللاتي خضعن لمعالجة على الوجه والرقبة.
- قد ترتفع درجة حرارة المهائئ ونافذة خروج الضوء ومرشح الملحقات للغاية بعد الاستخدام. لا تلمس المهائئ، أو الجزء الداخلي من نافذة خروج الضوء والمرشح، أو الجزء الداخلي من الملحقات دون تركها تبرد.



- يشتمل الجهاز على وحدة تزويد طاقة قابلة للفصل. لا تستخدم إلا وحدة تزويد الطاقة القابلة للفصل المقدمة مع هذا الجهاز (انظري الرمز)، Philips REF: AD٢٠٦٩٠٢٠٢٠-HF.

ملاحظة: إذا لاحظت وجود تغير في درجة لون البشرة من آخر معالجة (بسبب عملية الاسمرار مثلاً)، ننصحك بإجراء اختبار بشرة والانتظار لمدة ٣٠ دقيقة قبل المعالجة التالية.

### لمنع التلف

- تأكدي من عدم وجود ما يعوق تدفق الهواء عبر فتحات التهوية على جانبي الجهاز والجزء الخلفي منه.
- لا تعرضي الجهاز مطلقًا للصدمات الثقيلة ولا تقومي بهزه أو تجعليه يسقط.

- إذا نقلت الجهاز من بيئة شديدة البرودة إلى بيئة شديدة السخونة أو العكس، فانتظري لمدة ٣ ساعات تقريباً قبل استخدام الجهاز.
- احرصي على تخزين الجهاز في مكان جاف خالٍ من الأتربة.
- لا تعرضي الجهاز لدرجات حرارة أقل من ٥ درجات مئوية أو أعلى من ٣٥ درجة مئوية أثناء الاستخدام.
- لمنع تلفه، لا تعرضي الجهاز لضوء الشمس المباشر أو الأشعة فوق البنفسجية لساعات طويلة.

### تحذير

- هذا الجهاز مصمم لإزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه من المناطق أسفل عظام الوجنتين. فلا تستعمله لأي غرض آخر. فقد يعرضك فعل ذلك إلى حوادث خطيرة. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.



- هذا الجهاز غير قابل للغسل. لا تغمرى الجهاز أبداً في الماء ولا تشطفيه أسفل الصنبور.
- يجب أن يُستخدم هذا الجهاز من جانب شخص واحد فقط، وذلك لأسباب صحية.
- استخدمى الجهاز مع الإعدادات المناسبة لنوع بشرتك فقط، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه مع الإعدادات الأعلى عن تلك الموصى بها إلى زيادة مخاطر حدوث تفاعلات جلدية والإصابة بآثار جانبية.
- لا تستخدمى مطلقاً الهواء المضغوط أو حشوات التنظيف بالكشط أو عوامل التنظيف الكاشطة أو السوائل الشديدة مثل النفط أو الأسيتون لتنظيف الجهاز.
- إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدمى الجهاز في غرفة مضاءة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين.
- واحرصي دائماً على إعادة الجهاز إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. فالإصلاح من جانب أشخاص غير مؤهلين قد ينجم عنه تعريض المستخدم إلى مواقف شديدة الخطورة.
- لا تتركى الجهاز من دون مراقبة عند تشغيله. احرصي دوماً على إيقاف تشغيله بعد الاستخدام.
- لا تستخدمى الجهاز إذا انطبقت عليك أي من الظروف الموضحة في الفصل «موانع الاستعمال، والاحتياطات، والتحذيرات»، بقسم «موانع الاستعمال».
- قد يؤثر تسمير البشرة بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي على حساسية ولون بشرتك. يجب إجراء اختبار البشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب.
- قبل استخدام لوميا، ينبغي تنظيف البشرة والتأكد من أنها خالية من الشعر وجافة تماماً وخالية من أية مواد دهنية.




- لا تعالجي منطقة من البشرة أكثر من مرة في جلسة واحدة. لا يعمل هذا على تحسين فعالية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر حدوث تفاعلات جلدية.
- يجب ألا تشعرى بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقومي بخفض إعداد كثافة الضوء.

## المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

إن هذا الجهاز الذي تقدمه Philips يتوافق مع جميع المعايير واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

## كيف تعمل تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)

مع تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL)، تنبض نبضات الضوء الخفيفة على البشرة ويتم امتصاصها بواسطة جذور الشعر. كلما كان الشعر أعمق لونا وبالبشرة خفيفة، كان امتصاص نبضات الضوء أفضل.




تحفز نبضات الضوء مسام الشعر على الدخول في حالة ركود. ونتيجة لذلك، يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويتوقف نموه.

تتكون دورة نمو الشعر من مراحل مختلفة. تكون تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) مؤثرة فقط عندما يكون الشعر في مرحلة نموه. لا تكون جميع الشعيرات في مرحلة النمو في الوقت نفسه. ولهذا نوصيك باتباع مرحلة المعالجة الأولية (4-5 معالجات، كل معالجة تبعد عن الأخرى بأسبوعين)، ثم مرحلة المعالجة المتابعة (لمسات أخيرة كل 4 إلى 8 أسابيع) للتأكد من معالجة جميع الشعيرات بفعالية في مرحلة النمو.

نصيحة: لضمان الإزالة طويلة الأمد للشعر، يُوصى بعمل لمسات أخيرة كل 4 أسابيع.

ملاحظة: لا تكون المعالجة باستخدام لوميا فعالة إذا كان الشعر أشقر فاتحاً أو رمادياً أو أحمر أو أبيض، لأن الشعر الفاتح لا يمتص الضوء على نحو كافٍ. يمكنك فيما يلي التعرف على ألوان الشعر التي يتم معها استخدام لوميا بشكل مناسب وفعال.

للتحقق مما إذا كان لون شعر الجسم يسمح باستخدام الجهاز، يُرجى الرجوع إلى جدول لون الشعر الذي رقمه 3 في صفحة المطوية.



## جدول المعالجة الموصى بها

### المرحلة المبدئية

بالنسبة لأول 4 إلى 5 معالجات، ننصحك باستخدام لوميا برسيتيج مرة واحدة كل أسبوعين للتأكد من معالجة الشعر بالكامل.

ملاحظة: لن يُجدي استبدال المعالجة بتقنية الضوء النبضي المكثف (IPL) بطريقة أخرى لإزالة الشعر (إزالة الشعر بالشمع أو بماكينكة نزع الشعر، أو خلافه) في تحقيق درجة تقليل الشعر المطلوبة.

ملاحظة: إذا كنت تريد إزالة الشعر في ما بين معالجات لوميا، يمكنك استخدام طريقتك المعتادة لإزالة الشعر.



### مرحلة اللمسات الأخيرة


بعد مرحلة المعالجة الأولية (4-5 معالجات)، ننصحك بعمل لمسات أخيرة كل 4-8 أسابيع، عند رؤية نمو الشعر مجدداً. يكون ذلك للمحافظة على النتائج والاستمتاع ببشرة ناعمة لعدة أشهر. قد يختلف الوقت المستغرق بين المعالجات حسب إعادة نمو الشعر لديك وكذلك حسب مناطق الجسم المختلفة.

نصيحة: يمكنك كتابة جدول المعالجة في جدول أعمالك لتذكير نفسك بالمعالجات حتى لا تنسيها.

ملاحظة: إن استخدام الجهاز كثيراً لا يعمل على تحسين الفعالية.



## وقت المعالجة لكل منطقة



يعني هذا الرمز: استخدام الجهاز بسلك



يعني هذا الرمز: استخدام الجهاز بلا سلك

BRI950  
(1, 2)

BRI953, BRI954  
(1, 2, 5)

BRI956, BRI959  
(1, 2, 3, 4)

## ماذا تتوقع

### بعد مرحلة المعالجة المبدئية

- بعد المعالجة الأولى، قد تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين لكي يسقط الشعر. في الأسابيع الأولى بعد المعالجة المبدئية، لا تزال ترى بعض الشعيرات تنمو. هذه الشعيرات هي على الأرجح تلك التي لم تكن في مرحلة النمو خلال المعالجة الأولى.
- بعد المعالجة الثانية إلى الثالثة، يجب أن تشاهد انخفاضًا ملحوظًا في نمو الشعر. ولكن، لمعالجة جميع الشعيرات بفاعلية، يجب متابعة المعالجة وفقًا لجدول المعالجة الموصى به.
- بعد المعالجة الرابعة إلى الخامسة، يجب أن تشاهدي انخفاضًا كبيرًا في نمو الشعر في المناطق التي تم معالجتها باستخدام لوميا. يجب أن تشاهدي كذلك انخفاضًا في كثافة الشعر.

### خلال مرحلة معالجة اللمسات الأخيرة

- تابعي المعالجة بعمل لمسات أخيرة على نحو متكرر (كل ٤ إلى ٨ أسابيع) للحفاظ على النتائج.

## استخدام لوميا برستييج قبل عملية الاسمرار وبعدها

### الاسمرار بضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي


إن تعريض بشرتك عن عمد لضوء الشمس الطبيعي أو الصناعي بهدف الحصول على اسمرار البشرة يؤثر على حساسية البشرة ولونها. ولذا، يجب اتباع النصائح المهمة التالية:

- انتظري لمدة 48 ساعة على الأقل بعد كل معالجة وقبل بدء عملية التسمير. وحتى بعد مرور 48 ساعة، تأكدي من أن البشرة التي تمت معالجتها لم يعد يظهر بها أي احمرار نتيجة للمعالجة.

- في حالة تعريض بشرتك للشمس (دون الحاجة إلى التسمير المتعمد) خلال 48 ساعة بعد المعالجة، فاستخدمي كريمًا واقيًا من الشمس بعامل حماية ضد الشمس 50+ على المناطق التي تمت معالجتها. وبعد هذه المدة، يمكنك استخدام كريم واقٍ من الشمس بعامل حماية ضد الشمس 30+ لمدة أسبوعين.

- بعد الاسمرار، يجب الانتظار لمدة أسبوعين على الأقل قبل استخدام لوميا.
- بعد الاسمرار الحديث، قومي بإجراء اختبار بشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب. للاطلاع على الإرشادات، انظري الفصل "اختبار البشرة"
- لا تستخدم لوميا على مناطق الجسم التي تعرضت لحروق الشمس.

ملاحظة: إن التعرض بشكل عابر أو غير مباشر لأشعة الشمس لا يتم اعتباره بمثابة الاسمرار.




### الاسمرار باستخدام الكريمات

إذا قمت باستخدام لوشن الاسمرار الصناعي، فانتظر لحين اختفاء الاسمرار الصناعي تمامًا قبل استخدام الجهاز.

## قبل استخدام لوميا برستيچ


### المعالجة السابقة للبشرة

قبل استخدام Lumea، يجب إجراء معالجة تمهيدية لبشرتك وذلك بإزالة الشعر الموجود على سطح البشرة. فهذا يسمح لأجزاء الشعر الموجودة أسفل سطح الجلد بامتصاص الضوء وضمان معالجة فعّالة. يمكنك إما حلق الشعر، أو تقصيره، أو إزالته بماكينة نزع الشعر أو إزالته بالشمع. لا تستخدم الكريمات المزيل للشعر، لأن المواد الكيميائية قد تسبب تفاعلات جلدية.



- إذا اخترت إزالة الشعر بالشمع، فالرجاء الانتظار لمدة 24 ساعة قبل استخدام Lumea حتى تتراح بشرتك. نوصي بالاستحمام قبل المعالجة لضمان إزالة جميع البقايا المحتملة للشمع عن البشرة.
- قومي بعمل معالجة تمهيدية للمناطق التي تريدين معالجتها باستخدام Lumea.
- نظفي بشرتك وتأكدتي أنها خالية من الشعر، وجافة تمامًا وخالية من أية مواد دهنية.

ملاحظة: إذا أدت الحلاقة إلى تهيج البشرة، فننصحك بعدم استخدام الجهاز حتى يهدأ تهيج الجلد.



### اختبار البشرة

عند استخدام لوميا برستيچ للمرة الأولى أو بعد الأسمرار الحديث، قومي بإجراء اختبار البشرة على كل منطقة تريدي معالجتها. يكون اختبار البشرة ضروريًا للتحقق من تفاعل بشرتك مع المعالجة ولتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب لكل منطقة من مناطق الجسم.

- ركّبي الملحق المناسب للمنطقة التي تريدين معالجتها. راجعي فصل: «الملحقات».

ملاحظة: لا تجربي الجهاز على المناطق الصعبة أو الحساسة (الكاحل أو منطقة عظمية)

- قومي بتنشغيل الجهاز. تأكدتي من تحديد الإعداد ١.
- ضعي الجهاز بزاوية ٩٠ درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملاصقًا لبشرتك.

يمنع نظام السلامة المدمج حدوث وميض غير مقصود دون ملاصقة البشرة.

- اضغطي على زر الوميض لإصدار وميض.
- قومي بتمرير الجهاز على البشرة حتى تصلي إلى المنطقة التالية المراد معالجتها.
- قومي بزيادة الإعداد بمستوى واحد، استخدمي الوميض وقومي بتمرير الجهاز إلى المنطقة التالية. كرري هذا لجميع المستويات خلال النطاق الموصى به لنوع بشرتك. انظري الجدول في: «تحديد كثافة الضوء المناسبة».
- بعد اختبار البشرة، انتظري ٢٤ ساعة وافحصي بشرتك بحثًا عن أي تفاعل. إذا أظهرت بشرتك تفاعلًا، فاخترتي الإعداد الأعلى الذي لم ينتج عنه أي تفاعل بالبشرة للاستخدام اللاحق.

## استخدام لوميا برستيچ

### جهاز استشعار درجة لون البشرة


لمزيد من السلامة، يشتمل لوميا برستيچ على جهاز استشعار مدمج لدرجة لون البشرة يعمل على قياس درجة لون البشرة في بداية كل جلسة وأحياناً أثناء الجلسة. وإذا اكتشف وجود لون بشرة داكنة للغاية للمعالجة باستخدام لوميا، يبدأ مصباح «الاستعداد للوميض» في الوميض باللون البرتقالي ويتوقف الجهاز تلقائياً لتجنب حدوث تفاعلات جلدية. وهذا يعني أنه لا يُصدر وميضاً عند الضغط على زر الوميض.

### الملحقات


للحصول على أفضل النتائج ولتحقيق السلامة، من المهم تغيير الملحقات لكل منطقة من مناطق الجسم. يوفر جهاز لوميا برستيچ معالجة نوعية للجسم بالكامل باستخدام ما يصل إلى أربعة ملحقات مختلفة مصممة بشكل مخصص.

ملاحظة: قد لا يعمل الجهاز مطلقاً ويظهر خطأ عندما تكون هناك أوساخ على موصل الملحق. احرص على تنظيف أسلاك التلامس عند حدوث هذا.

لتركيب ملحق، فقط قومي بتثبيتته على نافذة خروج الضوء.



لفك ملحق، فقط قومي بسحبه بعيداً عن نافذة خروج الضوء.



### ملحق الجسم

يحظى ملحق الجسم بنافذة المعالجة الأكبر وتصميم منحنى للداخل لتغطية المناطق أسفل خط العنق ومعالجتها بفعالية، وخصوصاً المناطق الكبيرة مثل الساقين والذراعين والبطن.

### ملحق الوجه

يحظى ملحق الوجه بتصميم مسطح دقيق مع مرشح إضافي مدمج لمعالجة آمنة ودقيقة على البشرة الحساسة على الشفة العلوية والذقن والسوالف.

تنبيه:

- لا تقومي بمعالجة الحاجبين باستخدام لوميا.
- عند معالجة شعر الوجه غير المرغوب به على الشفة العلوية، توخي الحذر ألا تستخدم الوميض على الشفة.







### ملحق الإبط (BRI956، BRI959)

يحظى ملحق الإبط بتصميم منحني للخارج مصمم بشكل مخصص لمعالجة شعر الإبط الذي يصعب الوصول إليه.



### ملحق البيكيني (BRI956، BRI959)

يحظى ملحق منطقة البيكيني بتصميم خاص للمعالجة الفعالة لمنطقة البيكيني. يكون التصميم منحنيًا للخارج بمرشح بيكيني شفاف. ويميل الشعر في هذه المنطقة إلى أن يكون أكثر سُمكًا وقوة من شعر الساق، ومن ثمّ يشتمل ملحق منطقة البيكيني على مرشح خاص لمعالجة الشعر الخشن في منطقة البيكيني.



### ملحق الدقة (BRI953، BRI954)

يكون ملحق الدقة منحنيًا للخارج للاستخدام في منطقتي البيكيني والإبط. وهو يحظى بنافذة متوسطة الحجم مع مرشح شفاف إضافي. يعتبر الملحق مصممًا للتغطية الدقيقة والفعالة في منطقتي البيكيني والإبط.

## تحديد كثافة الضوء المناسبة

يوفر لوميا ه درجات مختلفة لكثافة الضوء ويخبرك بالإعداد المناسب الذي يتعين استخدامه بناءً على لون بشرتك. سوف تكون لديك دائمًا القدرة على تغيير إعداد كثافة الضوء بحسب ما تجدينه مناسبًا لك.



- 1 اضغطي على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز. يبدأ تشغيل الجهاز بإعداد كثافة الضوء 1. ملاحظة: لضبط إعداد كثافة الضوء يدويًا دون استخدام نصيحة البشرة، استخدم زر التبديل حتى تحصل على الإعداد المطلوب. يضيء المصباح المقابل لمستوى كثافة الضوء باللون الأبيض.
- 2 اضغطي على زر مستشعر SmartSkin و ضعي الجهاز على جلدك. (٩) وضعي الجهاز على بشرتك.
- 3 بعد أن يقوم الجهاز بفحص بشرتك، سوف يومض مصباح الكثافة المقترحة باللون الأبيض للإشارة إلى درجة الكثافة التي يمكنك استخدامها بناءً على لون بشرتك.
- 4 اضغطي على زر التأكيد (✓) لتأكيد رغبتك في استخدام نصيحة الإعداد المقترح والبدء باستخدام الجهاز. سوف يستخدم فيليبس لوميا أعلى كثافة مقترحة تلقائيًا، والتي يشير إليها مؤشر LED مستمر الوميض. يمنحك لوميا الحرية في تحديد كثافة الضوء التي تجدونها الأنسب لك. إذا كنت ترغبين في ضبط إعداد كثافة الضوء يدويًا، يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه. يوضح هذا الجدول الإعدادات التي تقدم - بالنسبة إلى غالبية المستخدمين - أداء مريحًا وفعالًا في الوقت نفسه.

ملاحظة: يتوقف الجهاز تلقائيًا عندما تكون درجة لون البشرة داكنة للغاية (بشرة من النوع VI). وذلك لتجنب حدوث تفاعلات جلدية. سوف يومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي للإشارة إلى ما إذا كانت درجة لون البشرة داكنة للغاية أم لا.

- 5 مع يجب ألا تشعر بأي ألم مع استخدام لوميا. إذا شعرت بعدم الراحة، فقم بخفض إعداد كثافة الضوء. يمكنك القيام بهذا عن طريق استخدام الأزرار لأعلى ولأسفل.
- 6 بعد الانتقال إلى منطقة أخرى من الجسم أو إجراء اسمرار حديث، قومي بإجراء اختبار بشرة لتحديد إعداد كثافة الضوء المناسب. لإعادة تنشيط ميزة نصيحة الإعداد، اضغطي على رمز العدسة المكبرة.

ملاحظة: نظرًا لأن مناطق الجسم قد تختلف في لون البشرة، فأنت بحاجة إلى تحديد الإعداد المناسب لكل منطقة في الجسم على حدة.





نوع البشرة	درجة لون البشرة	إعداد كثافة الضوء
I	أبيض: تتعرضين دائماً لحروق الشمس، من دون اسمرار نهائيًا.	4/5
II	بيج: تتعرضين لحروق الشمس بسهولة، مع الحد الأدنى من الاسمرار.	4/5
III	بني فاتح: تتعرضين لحروق الشمس بسهولة، مع الاسمرار ببطء إلى اللون البني الفاتح.	4/5
IV	بني متوسط: نادراً ما تتعرضين لحروق الشمس، مع الاسمرار بسهولة.	3/4
V	بني داكن: نادراً ما تتعرضين لحروق الشمس، مع الاسمرار بسهولة جداً.	1/2/3
VI	الأسود المائل للبني أو أداكن: نادراً ما تتعرضين لحروق الشمس أو لا تتعرضين لحروق الشمس أبداً، مع الاسمرار الداكن جداً.	لا يمكنك استخدام الجهاز.

Roze note toevoegen: للتحقق مما إذا كان نوع بشرتك يسمح باستخدام الجهاز، يرجى الرجوع إلى جدول درجة لون البشرة الذي رقمه ٢ في صفحة ال مطوية.




ملاحظة: قد تتفاعل بشرتك بشكل مختلف في أيام/مناسبات مختلفة وذلك لعدة أسباب.

## استعمال الجهاز



- 1 يجب تنظيف الملحق على نافذة خروج الضوء قبل الاستخدام.
  - 2 أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهاتن في مأخذ توصيل الحائط.
- ملاحظة: إذا لم يكن الجهاز مشحونًا بالكامل عند بدء المعالجة، فستنفذ البطارية أثناء إجراء معالجة كاملة للجسم. ننصحك بأن تحرصي دائماً على شحن الجهاز بالكامل قبل بدء معالجة أو أن تستخدميه مع توصيله بالتيار سلكيًا.
- 3 قم بتشغيل الجهاز وحدد كثافة الضوء المناسبة لدرجة لون بشرتك. لتحديد درجة لون البشرة المناسبة، يمكنك الاستفادة من نصيحة الإعداد، انظري الفصل: "تحديد كثافة الضوء المناسبة".
  - 4 ضعي الجهاز בזوايا 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملائماً لبشرتك. يمنع نظام السلامة المدمج حدوث وميض غير مقصود بدون ملائمة البشرة.
  - 5 اضغطي الجهاز بثبات على بشرتك لضمان الملائمة الصحيحة للبشرة. يومض "مصباح الاستعداد للوميض" في الجزء الخلفي من الجهاز باللون الأبيض للإشارة إلى إمكانية متابعة المعالجة.
- ملاحظة: عندما يبدأ مصباح "الاستعداد للوميض" في الوميض باللون البرتقالي، فهذا يعني أن بشرتك غير مناسبة للمعالجة. في هذه الحالة، يتوقف عمل الجهاز تلقائيًا. يمكنك محاولة استخدام الجهاز على مناطق أخرى ذات درجة لون بشرة أفتح.
- ملاحظة: إذا لم يضرب مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض، فإن الجهاز غير ملائم بالكامل للبشرة.
- نصيحة: إذا استخدمت لوميا على منطقة البيكيني وأردت ترك بعض الشعر في المكان، فتأكد من أن جهاز استشعار درجة لون البشرة غير موضوع على الشعر المتبقي أثناء المعالجة، حيث قد يؤدي ذلك إلى إيقاف الجهاز.
- 6 اضغطي على زر الوميض لإصدار وميض. سوف يصدر الجهاز صوت طقطقة خافتًا. ينبغي أن تشعر بدفء بسبب ذلك الوميض.
- ملاحظة: إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الواقية خلال الاستخدام. استخدم الجهاز في غرفة مضاءة جيدًا لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعًا بالنسبة للعينين.
- 7 ضعي الجهاز على المنطقة التالية المراد معالجتها. بعد كل وميض، يستغرق الجهاز ثانيتين قبل أن يصبح مستعدًا للوميض مرة أخرى. يمكنك إصدار وميض عندما يضرب مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض.



8 للتأكد من أنك قمتي بمعالجة جميع المناطق، قومي بإصدار الوميض على فترات قريبة من بعضها البعض. يخرج الضوء الفعّال من نافذة خروج الضوء فقط. ذلك الجزء من الجهاز الذي يلامس بشرتك يكون أكبر قليلاً، وبالتالي يحدث بعض التداخل. ولكن تأكدي من استخدام الوميض على المنطقة نفسها فقط لمرة واحدة.

ملاحظة: إن استخدام الوميض على المنطقة نفسها مرتين لا يعمل على تحسين فاعلية المعالجة، ولكنه يزيد من مخاطر حدوث تفاعلات جلدية.



ملاحظة: لا تستخدم أي أقلام رصاص أو حبر لوضع علامات على المناطق المراد معالجتها، لأن هذا قد يسبب آثاراً جانبية على بشرتك.

9 عند الانتهاء من المعالجة، اغطي مع الاستمرار على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز. قومي بإزالة المهائ من مقبس الحائط إذا كنتِ تستخدمين الجهاز وقد تم توصيله سلكياً.

ملاحظة: إذا لم تستخدمي الجهاز لفترة طويلة من الزمن، فمن المهم إجراء اختبار بشرة مجدداً وشحن الجهاز لتجنب التفريغ العميق للشحن.

## نمطان للمعالجة: الضغط والوميض والتمرير والوميض

- يحتوي جهاز فليبليس لوميا على نمطين للمعالجة للحصول على استخدام أكثر ملاءمة لمختلف مناطق الجسم:
- نمط الضغط والوميض، وهو مثالي لمعالجة المناطق الصغيرة أو المنحنية مثل الركبتين والإبطتين. فقط اضغطي على زر الوميض ثم قومي بتحريكه لإصدار ومضة واحدة.



- يوفر نمط التمرير والوميض الاستخدام الملائم على المساحات الكبرى مثل الأرجل. واصلتي الضغط على زر الوميض أثناء تمرير الجهاز على البشرة لإصدار العديد من الومضات المتتالية.

ملاحظة: يحتاج الجهاز لما يصل إلى ثانيتين (عند استخدامه بسلك، أو ما يصل إلى 3.5 ثانية عند استخدامه بدون سلك) فيما بين وميضين، لذلك تأكدي من وميضه على كل منطقة ترغبين في معالجتها. تجدر الإشارة إلى أن زلقه بسرعة كبيرة على الجلد سيؤدي إلى تفويت مواقع.

## بعد الاستخدام

### التفاعلات الجلدية الشائعة

قد يظهر على بشرتك احمرار بسيط و/أو تخدر، إحساس بالوخز أو سخونة. هذه التفاعلات غير ضارة على الإطلاق وتختفي سريعاً.

قد يحدث جفاف للبشرة أو حكة بسبب الحلاقة أو الجمع ما بين الحلاقة والمعالجة بالضوء. يمكنك تبريد المنطقة باستخدام كيس من الثلج أو منشقة مبللة. إذا استمر الجفاف، يمكنك استخدام مرطب للبشرة خالٍ من العطر على المنطقة التي تمت معالجتها.

## الآثار الجانبية النادرة

- الحروق أو فرط الاحمرار (حول بصيلات الشعر مثلاً) أو التورم: هذه التفاعلات نادرة الحدوث. وهي نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم تختفِ هذه التفاعلات في غضون ثلاثة أيام، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تلتئم البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- تغير لون البشرة: هذا التفاعل نادر جداً. يظهر تغير لون البشرة في حد ذاته إما على شكل بقعة داكنة (فرط التصبغ) أو بقعة فاتحة (نقص التصبغ) عن المنطقة المحيطة بها. وهذا يكون نتيجة لاستخدام كثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك. إذا لم يختفِ هذا التغير اللوني في غضون أسبوعين، فننصحك باستشارة طبيب. لا تقومي بالمعالجة على المناطق التي حدث بها تغير لوني حتى يختفي هذا التغيير وتستعيد بشرتك لونها الطبيعي.
- تعتبر عدوى الجلد نادرة للغاية ولكنها خطيرة محتملة بعد الإصابة بجرح (دقيق) أو حروق بالبشرة أو تهيج البشرة أو خلفه.
- التسخين البشري (منطقة بنية محددة الحواف بدقة تحدث غالباً مع درجات لون البشرة الداكنة وتكون غير مصحوبة بجفاف البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. وإذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون أسبوع واحد، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تلتئم البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- البثور (وهي تشبه الفقاعات الصغيرة على سطح البشرة): هذا التفاعل نادر جداً. إذا لم يختفِ هذا التفاعل في غضون شهر، أو عندما تصاب البشرة بعدوى، فننصحك باستشارة طبيب. انتظري قبل المعالجة التالية حتى تلتئم البشرة تماماً وتأكدي من استخدام كثافة أقل للضوء.
- التندب: غالباً ما يكون الأثر الثانوي للحروق، وقد يستغرق شفاؤه مدة تزيد عن شهر.
- التهاب الجريبات (تورم حول بصيلات الشعر مصحوب بتكوّن بثور): هذا التفاعل نادرًا ما يحدث وينجم عن بكتيريا تنفذ إلى البشرة التالفة. إذا حدث هذا التفاعل، ننصحك باستشارة طبيب لأن التهاب الجريبات قد يحتاج إلى مرهم مضاد حيوي.
- الألم المفرط: يمكن أن يحدث هذا أثناء المعالجة أو بعدها في حالة استخدام الجهاز على بشرة غير خالية من الشعر وفي حالة استخدام الجهاز بكثافة ضوء عالية للغاية بالنسبة للون بشرتك، وفي حالة توجيه الوميض إلى المنطقة نفسها أكثر من مرة واحدة، وفي حالة استخدام الجهاز على جروح مفتوحة أو التهابات أو عدوى أو وشم أو حروق أو خلفه.

## العناية بعد المعالجة

بعد الاستخدام، يمكنك وضع غسول، أو كريم، أو مزيل لرائحة العرق، أو مرطب للبشرة، أو مستحضرات تجميل بأمان على المناطق التي تمت معالجتها. وإذا تعرضت لتهيج البشرة أو احمرارها بعد المعالجة، فانتظري حتى يختفي قبل استخدام أي منتج على البشرة. إذا تعرضت لتهيج البشرة بعد استخدام أحد المنتجات على البشرة، فاشطفيها بالماء.

ملاحظة: قد تحدث تفاعلات جلدية حتى عند اتباع جميع الإرشادات. وفي هذه الحالة، توقف عن استخدام الجهاز واتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

## التشحن

اشحني البطاريات بالكامل قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى وعندما تكون البطاريات فارغة. يستغرق شحن البطاريات بالكامل نحو ساعة ٤٠ دقيقة بالترتيب. احرص على شحن الجهاز عندما يومض مصباح الشحن باللون البرتقالي أثناء الاستخدام، حيث يشير إلى أن البطارية منخفضة وسينفذ شحنها قريبًا. توفر البطاريات المشحونة بالكامل ١٣٠ ومضة على الأقل بكثافة الضوء ٥. اشحني الجهاز بالكامل كل ٣ إلى ٤ أشهر، حتى في حالة عدم استخدامه له لوقت أطول.

شحن الجهاز:

- ١ أوقف تشغيل الجهاز.
- ٢ أدخلي القابيس الصغير بداخل الجهاز وضعي المهائي في مقبس الحائط.
- يومض مصباح الشحن باللون الأبيض للإشارة إلى أن الجهاز يجري شحنه.
- عندما يتم شحن البطاريات بالكامل، يومض مصباح الشحن باللون الأبيض باستمرار.

ملاحظات: يصبح المهائي والجهاز دافئين أثناء الشحن. هذا أمر طبيعي.

ملاحظة: هذا الجهاز مزود بالحماية من الحرارة الزائدة بالبطارية ولا يتم شحنه إذا تجاوزت درجة حرارة الغرفة 40 درجة مئوية.

- تجنب تغطية الجهاز أثناء الشحن.
- ٣ بعد الشحن، انزعي المهائي من مقبس الحائط واسحبي القابيس الصغير من الجهاز.


ملاحظة: طاقة البطارية غير كافية لإجراء معالجة كاملة للجسم.

## التنظيف والتخزين

- ١ بعد الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله واتركه لكي يبرد.

ملاحظة: قد ترتفع حرارة نافذة خروج الضوء والملحق للغاية بعد الاستخدام.


- ٢ قم بفك الملحق.



- ٣ قم بترطيب القماش الناعمة المزودة مع الجهاز بقطرات قليلة من الماء واستخدمها لتنظيف الأجزاء التالية:

- نافذة خروج الضوء بالجهاز
- السطح الخارجي للملحقات
- العاكس بداخل الملحقات
- زجاج المرشح الشفاف بملحق البيكتيني وملحق الدقة
- زجاج المرشح الأحمر بداخل ملحق الوجه
- نافذة جهاز استشعار درجة لون البشرة
- ٤ اترك جميع الأجزاء لتجف جيداً في الهواء.

- ٥ قومي بتخزين الجهاز في مكان خالٍ من الأتربة في درجة حرارة ما بين 25- إلى 70+ درجة مئوية ونسبة رطوبة تتراوح ما بين 15-90%.



## الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يُرجي زيارة [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) أو قراءة كتيب الضمان العالمي.

## إعادة التدوير

- لا تلق المنتج مع النفايات المنزلية المعتادة في نهاية فترة صلاحيته، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية من أجل إعادة تدويره. بقيامك بذلك فأنت تساعد على المحافظة على البيئة.

## المواصفات الفنية

BRI950, BRI953, BRI954, BRI956, BRI959

تصنيف الجهد الكهربى	100 فولت - 240 فولت
تصنيف التردد	50 هرتز - 60 هرتز
تصنيف المدخلات	70 واط
الحماية ضد الصدمات الكهربائية	الفئة II
تصنيف الحماية	(IP 30 (EN 60529
ظروف التشغيل	درجة الحرارة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
	الرطوبة النسبية 15% إلى 90% (عدم تكاثف)
درجة حرارة ظروف التخزين	-25 إلى +70 درجة مئوية
رطوبة ظروف التخزين	أقل من 90% (عدم تكاثف)
أقصى تباين لخروج الإضاءة من منطقة المعالجة	>20%
ضغط التشغيل	من 700 - 1060 هيكثو باسكال
مدة سلسلة النبضات	نبضة فردية
الارتفاع	3000 متر بحد أقصى
الأطوال الموجية المنبعثة	565 إلى 1400 نانو متر
بطارية ليثيوم أيون	2 x 3.6 فولت 1000 مللي أمبير
التعرض البصري	2.4-6.5 جول/سم <sup>2</sup>
الطاقة البصرية القصوى	4.8 - 23 جول
التجانس البصري	انحراف نسبته +/- 20% بحد أقصى من متوسط التعرض البصري في منطقة المعالجة
وقت التكرار	1-3.5 ثانية
مدة النبض	>2.5 مللي ثانية
فترة الوميض	ما بين 1-3.5 ثانية بناءً على الاستخدام المستمر للبطارية/التيار الكهربائي
تتابع النبض	نبضة فردية
الطيف البصري	560-1200 نانو متر

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
يصبح الجهاز/المهائى دافئاً أثناء الاستخدام.	إنه أمر طبيعي أن يدفأ الجهاز والمهائى أثناء الاستخدام (لكن لا ترتفع درجة الحرارة جداً بحيث لا يمكن لمسهما).	استخدمي الجهاز في بيئة باردة قليلاً و/أو دعيه يبرد قبل مواصلة الاستخدام.
المروحة لا تعمل.		تحققي مما إذا كان الملحق موصولاً بشكل جيد أم لا. ونظفي الموصلات على الملحق إذا لزم الأمر. إذا كان الملحق موصولاً جيداً ويمكن إخراج الوميض بالجهاز، فاتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك، أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.
تدقق هواء التبريد بالمروحة مسدود باليد أو بمنشفة.		تأكدي من عدم انسداد تدفق هواء التبريد بالمروحة.
عندما أضع الجهاز على البشرة، لا يصدر أي وميض. ويومض مصباح "الاستعداد للوميض" باللون البرتقالي.	درجة لون البشرة في المنطقة المراد معالجتها داكنة للغاية.	قومي بمعالجة مناطق أخرى من الجسم ذات درجة لون أفتح باستخدام لوميا.
يوميض مصباح الاستعداد للوميض باللون البرتقالي كما تومض جميع مصابيح كثافة الضوء الخمسة.	يحتاج الجهاز لإعادة التعيين.	إعادة ضبط الجهاز، انزع القابس من مقبس الحائط، وانتظري لمدة 30 دقيقة حتى يبرد الجهاز. يجب أن يعمل الجهاز بطريقة طبيعية مجدداً. إذا لم يعمل الجهاز مجدداً، اتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك.
لا يضيء مصباح "الاستعداد للوميض" باللون الأبيض.	الجهاز لا يلامس بشرتك بشكل كامل.	ضعي الجهاز بزاوية 90 درجة على البشرة بحيث يكون نظام السلامة المدمج ملائماً لبشرتك.
يصدر عن الجهاز رائحة غريبة.	نافذة إخراج الضوء أو مستشعر درجة لون البشرة متسخ.	نظفي نافذة إخراج الضوء ومستشعر درجة لون البشرة بعناية.
لا يومض الجهاز، والمروحة ليست قيد التشغيل، ومصابيح الكثافة الخمسة تومض.	لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها بشكل صحيح. قد يحترق الشعر وقد يسبب هذه الرائحة.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
تكون البشرة حساسة أكثر من المعتاد أثناء العلاج. أشعر بعدم ارتياح عند استخدام الجهاز.	لم يتم تركيب الملحق بشكل صحيح.	تأكدي من تركيب الملحق بشكل كامل. وإذا لزم الأمر، نظفي فتحات التلامس الإلكترونية عليه.
	إعداد كثافة الضوء المستخدم عالٍ جداً.	تحققي من تحديد إعداد كثافة الضوء الصحيح. إذا لزم الأمر، حدي الإعداد الأقل.
	لم تقومي بإزالة الشعر الموجود بالمنطقة التي يتم معالجتها.	قومي بإجراء معالجة مسبقة للشعر قبل استخدام لوميا.
	مرشح الأشعة فوق البنفسجية الخاص بنافذة خروج الضوء معطل.	إذا تعطل مرشح الأشعة فوق البنفسجية، فلا تستخدمي الجهاز بعد الآن. واتصلي بمركز رعاية المستهلك في بلدك أو بوكيل فيليبس لديك أو بمركز خدمة فيليبس.



## الحل

## السبب المحتمل

## المشكلة

لا تستخدم الجهاز مطلقاً على المناطق التالية: شفا الفرج الصغيران والدبر والحلمات والهالة المحيطة بهما والشفتان والشامات والنمش والثقب وداخل فتحتي الأنف والأذنين وحول العينين وبالقرب من الحاجبين. يجب ألا يستخدم الرجال الجهاز على الوجه والرقبة بما في ذلك مناطق نمو اللحية ومنطقة الأعضاء التناسلية بأكملها.	لقد قمت بمعالجة منطقة لم يختص الجهاز بمعالجتها.	
لا يلزم اتخاذ أي إجراء: لا يوجد أي مرشحات في ملحقي الجسم والإبط. لا تشمل إلا ملحقات مناطق الوجه والبيكيني والدقة على مرشح مخصص.	هذا أمر طبيعي.	لا يوجد مرشح زجاجي في الملحق.
اختاري كثافة أقل في المرة القادمة. انظري الفصل "استخدام فيليبس لوميا"، القسم "تحديد كثافة الضوء المناسبة".	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء عالٍ جداً بالنسبة لك.	التفاعلات الجلدية تدوم فترة أطول من الطبيعي بعد المعالجة.
إن الضوء المتناثر الصادر عن الجهاز لا يضر بالعينين. لا تنظري إلى الوميض أثناء استخدام الجهاز. لا يجب ارتداء النظارات الوقائية خلال الاستخدام. استخدم الجهاز في غرفة مضادة جيداً لكي يصبح الضوء الصادر أقل سطوعاً بالنسبة للعينين. احرصي على ملامسة الجهاز للبشرة بشكل جيد لتجنب تناثر الضوء.	لا، فيليبس لوميا لا يؤدي العينين.	الوميض براق جداً على عيني. هل أحتاج إلى ارتداء نظرات وقائية؟
حددي إعداداً أعلى في المرة القادمة.	لقد استخدمت إعداد كثافة ضوء منخفض جداً بالنسبة لك.	نتائج المعالجة غير مرضية.
عليك إصدار الوميض في أماكن قريبة من بعضها البعض ومن المفترض أن يكون هناك تداخل بين الوميضات.	لم تقومي بجعل الجهاز يوميض في منطقة مجاورة للمنطقة التي قمت بمعالجتها من قبل.	
إننا كان شعرك أشقر فاتحاً، أو رمادياً، أو أحمر، أو أبيض، فلن تكون المعالجة فعالة.	الجهاز غير فعال على لون شعر الجسم الخاص بك.	
إزالة جميع الشعر بنجاح، ننصحك باتباع الجدول الزمني الموصى به للمعالجة. يمكنك تقليل الوقت بين المعالجات، ولكن لا تقومي بالمعالجة أكثر من مرة واحدة كل أسبوعين.	لم تستخدم الجهاز بالقدر الموصى به.	
استمري في استخدام الجهاز لمدة 6 أشهر على الأقل، حيث قد يستمر نمو الشعر في الانخفاض على مدى هذه الفترة.	أنت تستجيب ببطء لمعالجة تقنية الضوء النبضي المكثف (IPL).	

